

Сравнительная таблица магнитотерапевтических приборов АМТО

Наименование	АМТО-01	АМТО-02
Вид магнитного поля	пульсирующее, синусоидальной или прямоугольной формы	пульсирующее, прямоугольной формы
Амплитудное значение	3-5 мТл	
Потребляемая мощность	15 В*А	25 В*А
Напряжение электросети	220 В	
Курс лечения	10 сеансов	
Время экспозиции	15 минут	15 минут (Звуковая индикация – 5,10,15 мин.)
Класс электробезопасности	класс II, тип BF	
Средний срок службы	5 лет	
Масса	Масса аппарата не более 900 г, блока индукторов - не более 400 г.	600 г.
Габариты	Аппарат 155x140x70 мм, Блок индукторов не более 420x80x25 мм	Аппарат 115x115x75 мм, Блок индукторов не более 420x80x20 мм
Гарантия	12 месяцев с момента продажи	